

骨伝導集音器 取扱説明書(訂正)

本製品の取扱説明書に対し、下記内容について変更がありました。
お詫び申し上げますとともに、訂正いたします。

セット内容

- ⑥3.5mmオーディオケーブル
- ⑦3.5mm - RCA変換ケーブル
- ⑧取扱説明書・保証書(本書)

追加




⑦3.5mm - RCA変換ケーブル

5.使用方法

テレビの音声を聴く場合(集音器モードのみ)

- ②リモートマイクの電源を入れます。
- ③付属の3.5mmオーディオケーブルまたは3.5mm - RCA変換ケーブルをリモートマイクとテレビに接続します。
これでテレビの音声をワイヤレスで聴くことができます。

【テレビにイヤホンジャックがある場合】



【テレビにRCA端子(赤・白)がある場合】

